



Najedź kursorem, aby powiększyć

Lustrzana Rękawica Do Rehabilitacji Robota, Korekta ćwiczeń Funkcji Dłoni Pneumatyczny Palec Dla Pacjentów Z Udarem Mózgu Z Porażeniem Połowicznym, RightS  
Marka: liliy

2 870<sup>13</sup> zł

Kolor: RightS

Marka: Liliy  
Kolor: RightS  
Liczba jednostek: 1.00 count

Informacje o tym produkcie

- **[SZYNA DŁONI]** Trening elastyczności dłoni/promowanie krążenia krwi/rozwiązywanie sztywności ręki, przyspieszenie procesu funkcji ręki, pomoc użytkownikom w ponownym nauce nr Odzyskiwanie zdolności do samoopieki od ręki.
- **[TRENING FUNKCJI RĘKI]** Urządzenie do leczenia r wystarczy podłączyć rękawiczki rehabilitacyjne i m chwytając przedmioty, takie jak piłki treningowe. inteligentną funkcję regulacji stopnia zgięcia i w
- **[BIONICZNA STRUKTURA DŁONI]** Inteligentn niezależne chwytywanie ruchu, inteligentnie naśl rozciąganie i zginanie oraz inne działania, łagc inne problemy.
- **[PROSTA OBSŁUGA]** Finger Splint Brace ma wyraźne przyciski regulacji. Wygodny w obsłud klawisz można włączyć, osoby starsze mogą rów ćwiczenie.
- **[ODPOWIEDNI LUDZIE]** Nadaje się dla pacjentó treningiem nadgarstka i palców, poprawia siłę mięs stawów. Przywróć podwójne funkcje palców i dłoni, p.

2 870<sup>13</sup> zł

DARMOWA dostawa 2 - 8 sierpnia. [Szczegóły](#)

Wybierz adres dostawy

Dostępny.

Ilość: 1

[Dodaj do koszyka](#)

[Kup teraz](#)

Cel zrzutki  
2 900 zł

## Robot rękawica do rehabilitacji dłoni

To był czwartek – 7 lutego 2019 roku – dzień jak każdy inny. Nikt nie spodziewał się, że wieczór tak drastycznie zmieni życie mamy i całej naszej rodziny... Monika miewała migreny, sądziła, że to po prostu ten gorszy okres... Jednak wieczorem czuła się jeszcze gorzej. Zaczęła wymiotować, drgały...

Zeskanuj kod qr aparatem telefonu lub wejdź pod adres

<https://zrzutka.pl/2wp8hx>

